


AFM-2821


Aprilla

EN Instruction Manual
FR Mode D'emploi
DE Bedienungsanleitung
TR Kullanım Kılavuzu



EN Rechargeable EMS Face And Neck Skincare Device
FR Appareil De Soin Du Visage Et Du Cou EMS Rechargeable
TR Şarjlı EMS Yüz Ve Boyun Cilt Bakım Cihazı

Parts Description / Description Des Pièces / Onderdelenbeschrijving/
Teilebeschreibung / Descrizione Delle Parti / Descripción De Las
Piezas / Descrição Dos Componentes / Parça Tanımları



Technical Data / Données Techniques / Technische data / Technische
Daten / Dati Tecnici / Datos Técnicos / Dados Técnicos / Teknik Bilgi

Power supply / Source de courant / Stroomvoorziening / Energieversorgung
/ Alimentazione elettrica / Fuente de alimentación / Fonte de energia / Güç
kaynağı
DC5V, 1A / Li-ion 500mAh

Power consumption / Consommation d'énergie / Energieverbruik /
Energieverbrauch / Consumo di energia / El consumo de energia / Consumo
de energia / Güç tüketimi
8.5W



Üretim Tarihi/PD: 11-2024/K3833

Manufacturer-Importer/
İmalatçı-İthalatçı
BMVA Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Kırac-Esenyurt / İstanbul – TÜRKİY
export@bmva.com.tr



Made in China / Mensei: Çin Hergestellt in China
/ Fabriqué en Chine / Prodotto in Cina / Fabricado
en China / Proizvedeno u Kini / صنع في الصين

EN Instruction Manual

SAFETY
PLEASE READ THE IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR USER SAFETY CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- The manufacturer cannot be held liable for damage if the safety instructions are not followed.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling on the cord and make sure that the cord cannot get tangled.
- The appliance must be placed on a stable, flat surface.
- The user must not leave the appliance unattended when connected to the power supply.
- This appliance must only be used in private households and only for the purpose for which it was designed.
- To protect yourself from electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in water or any other liquid.
- The appliance must only be connected to an earthed socket. Before connecting the plug to the socket, make sure that the voltage marked on the appliance corresponds to the local mains voltage.

CHILD SAFETY: This appliance must not be used by children under 8 years of age. This device may be used by children over 8 years of age and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they are supervised or understand the hazards and instructions for safe use of the device. Children should not play with the device. Keep the device and its cord out of reach of children under 8 years of age. Cleaning and maintenance should not be performed by children unless they are over 8 years of age and under supervision.

GENERAL INFORMATION: EMS is the abbreviation of electromagnetic sound transduction and electrical muscle stimulation. It is a magnetic sound burst that strengthens the muscles in your face and increases the structure of the muscle. Radiofrequency is a heat method. It provides firmness to the skin by stimulating the collagen and fibers that allow the most common layer of the skin to stretch. With the distribution of heat, the collagen fibers begin to contract and renew, increasing the tightening and stretching of the skin.

WARNING: EMS devices should be used no more than 3 times a week and at 48-hour intervals.

DEVICE SAFETY:

- Do not immerse this electronic device, charging adapter or USB cable in water, do not wash in running water.
- Do not use or charge the product near running water or places containing water. Do not store the product in humid places such as bathrooms.
- If you drop this electronic device in water while charging, never touch it. Immediately unplug the charging adapter or USB cable from its socket. Make sure that all components are dry before operating it again.
- Do not touch the USB port, adapter or socket with wet hands while charging this electronic device.
- This product has LED (light emitting diode) feature. Never look directly at the light source with the naked eye or hold the device in your eyes.
- Do not use, charge or store this electronic device near a kitchen stove or in hot and dusty places such as a car. This may cause the product to malfunction or shorten its life.

Do not use this device in the following cases.

- If you are undergoing any skin treatment or have a skin condition.
- If you have extremely tanned skin.
- If you have bleeding under the skin that causes your skin to appear red or purple.
- If you have severely inflamed, open sores or itchy, red or rashy acne.
- If you have a light allergy or are taking a medication that can cause a light allergy (such as tetracycline).
- If you have a metal allergy.
- If you have a skin wound.
- If you have itchy, dry, rashy and irritated skin.
- If you are under 18 years of age.
- If you are receiving radiotherapy or chemotherapy.
- If you have a serious heart condition or use a pacemaker.
- If you have a thyroid disease or epilepsy.
- If you have a blood circulation disorder or diabetes, tuberculosis, lupus, a tumor in your body, a neurological disease that causes severe pain in your face (facial neuralgia) or a genetic disorder that causes hypersensitivity to light (porphyria).
- If you have a bone fracture or osteoporosis in your face.
- If you are taking a hormone medication.
- If you are pregnant, breastfeeding or menstruating.
- If you have previously had a skin treatment such as Botox or fillers applied to your skin, if you have had plastic surgery or if you are unsure about anything, consult your doctor before using this product.
- Do not use this product on your eyes, ears, lips, inside your mouth or private areas.

WARNING: The following situations may cause possible injuries and serious material damage, so you need to be very careful.

- Do not use the product around or near your eyes.
- Do not share the same product with anyone else.

- Do not use this product if you cannot perceive heat correctly. Diseases such as diabetes can disrupt the body's heat perception system. Disabled or sick people may not be able to express when they feel too hot. For this reason, do not use the product on these people.
- The device has a temperature protection system, but still, do not hold your device on the same part of your face for a long time (more than 3 minutes) while massaging, as this may cause burns.
- The recommended frequency of use may vary depending on the person's skin type or condition. Adjust your frequency of use according to your skin condition.
- If you feel any discomfort while using the product or after use, stop using it immediately and consult a doctor.

PARTS DESCRIPTION

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Blue, red, green light | 2. Press sensitive head |
| 3. Speed indicator | 4. ON/off, mode select button |
| 5. Charge cable | 6. Charge input |
| 7. Protection cap | |

BEFORE FIRST USE

- Remove the device and its accessories from the box. Remove any labels, protective foil or plastic from the device.
- Before using your device for the first time, wipe all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
- Before first use, charge the device for at least 2 hours.
- To charge the device, connect the USB cable in the box to an adapter (or external battery) with a voltage higher than DC 5V or a current output of 1.5A. (Using an unsuitable adapter may cause the device to malfunction.)
- When you connect it to the USB cable, you can see the charging status from the charging indicator light on the device.

USING

1.Using Methods of Cleaning and exporting mode

- * This mode can effectively clean the dirt in the pores and make the skin become translucent; please pay attention to not using too thick cotton pads.
- * Combined with areen liiht. it can improve cells/olternative function of oxygen utilization, facilitate skin microcirculation, accelerate lymph circulation and reduce edema, and calm the skin to a stable condition.
- (1) Hold down button for about 1 second to enterthe "CLEAN" mode (accompanied with green light)
- (2) Apply makeup remover or other cleansing lotions onto the skin equably (instrument body is not waterproof, please don't directly spray water on it)
- (3) Hold the metal induction bars on the two sides (forming a loop with human body to realize the realion import and export)
- (4) Lift up the instrument head on the face or neck from bottom lo top

2. Using Methods of EMS nursing mode

- * This mode can effectively stimulate and relax the skin and help skin care products moisten the deep skin; cotton pad fixing ring can be removed. (There is a slight sense of current)
- *Combined with red light, it can effectively penetrate into deep skin, revitalize collagen, remove darkness and reduce fine lines and wrinkles.
- (1) Hold down function button for about 1 second to start and press function button again to enter the "EMS" mode (accompanied with red light)
- (2) Apply toner or lotion for daily use onto the skin equably
- (3) Hold the metalinduction bars on the two sides (forming a loop with human body to realize the real ion import and export)
- (4) Lift up the instrument head on the face or neck from bottom to top

3. Using Methods of Warm import mode

- * This mode can gently wake and relax skin and help skin recover lustre and creativity.
- * Combined with bule light, it can facilitate the collagen synthesis, rejuvenates skin, tighten sagging skin, refine skin pores and obvious improvements can be seen on the oily skin, sensitive skin and acne skin.
- (1) Hold down function button for about 1 second to start and press twice button to enter the "HOT" mode laccompanied with blue liiht)
- (2) Apply mask on the face or neck
- (3) Hold the metal induction bars on the two sides iformina a loop with human body to realize the rea! ion import and export)
- (4) Lift up the instrument head on the face or neck from bottom to top

Recommended usage (Side figures)

1. Lift up from chin to cheek
2. Lift up from cheek to outer canthus
3. Lift up from neck to chin
4. Lift up from chin to maxilla

CLEANING AND MAINTENANCE

- WARNING: Before performing any maintenance on the unit, make sure the device is turned off and unplugged.
- Clean the device with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pads or steel wool, which may damage the device.
 - Never immerse the electric device in water or any other liquid.

FR Mode D'emploi

SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE !

- Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous que le cordon ne peut pas s'emmêler.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.
- Cet appareil ne doit être utilisé que dans des ménages privés et uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- L'appareil doit être connecté uniquement à une prise reliée à la terre. Avant de brancher la fiche sur la prise, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du secteur local.

SÉCURITÉ DES ENFANTS : Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances uniquement s'ils sont supervisés ou comprennent les dangers et les instructions pour une utilisation sûre de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sous surveillance.

INFORMATIONS GÉNÉRALES : EMS est l'abréviation de transduction sonore électromagnétique et de stimulation musculaire électrique. Il s'agit d'un état sonore magnétique qui renforce les muscles de votre visage et augmente la structure musculaire. La radiofréquence est une méthode thermique. Il apporte de la fermeté à la peau en stimulant le collagène et les fibres qui permettent à la couche la plus courante de la peau de s'étirer. Avec la répartition de la chaleur, les fibres de collagène commencent à se contracter et à se renouveler, augmentant ainsi le raffermissement et l'étirement de la peau.

AVERTISSEMENT : les appareils EMS ne doivent pas être utilisés plus de 3 fois par semaine et à intervalles de 48 heures.

SÉCURITÉ DE L'APPAREIL :

- Ne plongez pas cet appareil électronique, cet adaptateur de charge ou ce câble USB dans l'eau, ne lavez pas à l'eau courante.
- N'utilisez pas et ne chargez pas le produit à proximité d'eau courante ou d'endroits contenant de l'eau. Ne stockez pas le produit dans des endroits humides tels que des salles de bains.
- Si vous laissez tomber cet appareil électronique dans l'eau pendant le chargement, ne le touchez jamais. Débranchez immédiatement l'adaptateur de charge ou le câble USB de sa prise. Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne touchez pas le port USB, l'adaptateur ou la prise avec les mains mouillées pendant le chargement de cet appareil électronique.
- Ce produit est doté d'une fonction LED (diode électroluminescente). Ne regardez jamais directement la source de lumière à l'œil nu et ne tenez jamais l'appareil devant vos yeux.
- N'utilisez pas, ne chargez pas et ne rangez pas cet appareil électronique à proximité d'une cuisinière ou dans des endroits chauds et poussiéreux comme une voiture. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit ou réduire sa durée de vie.

N'utilisez pas cet appareil dans les cas suivants.

- Si vous suivez un traitement cutané ou si vous souffrez d'une affection cutanée.
- Si vous avez la peau extrêmement bronzée.
- Si vous avez des saignements sous la peau qui font paraître votre peau rouge ou violette.
- Si vous avez des plaies ouvertes, gravement enflammées ou de l'acné qui démange, rouge ou irritée.
- Si vous avez une légère allergie ou si vous prenez un médicament pouvant provoquer une légère allergie (comme la tétracycline).
- Si vous avez une allergie aux métaux.
- Si vous avez une plaie cutanée.
- Si vous avez la peau qui démange, sèche, irritée et irritée.
- Si vous avez moins de 18 ans.
- Si vous recevez une radiothérapie ou une chimiothérapie.
- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque grave ou si vous utilisez un stimulateur cardiaque.
- Si vous souffrez d'une maladie thyroïdienne ou d'épilepsie.
- Si vous souffrez d'un trouble de la circulation sanguine ou de diabète, de tuberculose, de lupus, d'une tumeur dans votre corps, d'une maladie neurologique qui provoque une douleur intense au visage (névralgie faciale) ou d'une maladie génétique qui provoque une hypersensibilité à la lumière (porphyrie).
- Si vous avez une fracture osseuse ou de l'ostéoporose au visage.

- Si vous prenez un médicament hormonal.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous avez vos règles.
- Si vous avez déjà subi un traitement cutané tel que du Botox ou des produits de comblement appliqués sur votre peau, si vous avez subi une chirurgie plastique ou si vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- N'utilisez pas ce produit sur vos yeux, vos oreilles, vos lèvres, à l'intérieur de votre bouche ou sur vos zones intimes.

AVERTISSEMENT : Les situations suivantes peuvent provoquer des blessures et des dommages matériels graves, vous devez donc être très prudent.

- N'utilisez pas le produit autour ou à proximité de vos yeux.
- Ne partagez pas le même produit avec quelqu'un d'autre.
- N'utilisez pas ce produit si vous ne percevez pas correctement la chaleur. Des maladies telles que le diabète peuvent perturber le système de perception de la chaleur du corps. Les personnes handicapées ou malades peuvent ne pas être en mesure de s'exprimer lorsqu'elles ont trop chaud. Pour cette raison, ne pas utiliser le produit sur ces personnes.

- L'appareil dispose d'un système de protection contre la température, mais ne maintenez pas votre appareil sur la même partie de votre visage pendant une longue période (plus de 3 minutes) pendant le massage, car cela pourrait provoquer des brûlures.

- La fréquence d'utilisation recommandée peut varier en fonction du type ou de l'état de peau de la personne. Ajustez votre fréquence d'utilisation en fonction de votre état de peau.

- Si vous ressentez une gêne pendant ou après utilisation du produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Lumière bleue, rouge, verte
2. Tête sensible à la pression
3. Indicateur de vitesse
4. Bouton marche/arrêt, sélection de mode
5. Câble de charge
6. Entrée de charge
7. Capuchon de protection

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez l'appareil et ses accessoires de la boîte. Retirez toutes les étiquettes, films de protection ou plastique de l'appareil.
- Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, essayez toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant au moins 2 heures.
- Pour charger l'appareil, connectez le câble USB dans la boîte à un adaptateur (ou une batterie externe) avec une tension supérieure à 5 V CC ou un courant de sortie de 1,5 A. (L'utilisation d'un adaptateur inapproprié peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.)
- Lorsque vous le connectez au câble USB, vous pouvez voir l'état de charge grâce au voyant de charge de l'appareil.

EN UTILISANT

1. Utilisation des méthodes de nettoyage et d'exportation

- * Ce mode peut nettoyer efficacement la saleté dans les pores et rendre la peau translucide ; veuillez faire attention à ne pas utiliser de tampons de coton trop épais.
- * Combiné avec areen liiht. il peut améliorer la fonction alternative d'utilisation de l'oxygène des cellules, faciliter la microcirculation cutanée, accélérer la circulation lymphatique et réduire l'œdème, et calmer la peau à un état stable.
- (1) Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 1 seconde pour entrer en mode « NETTOYAGE » (accompagné d'une lumière verte)
- (2) Appliquez du démaquillant ou d'autres lotions nettoyantes sur la peau de manière uniforme (le corps de l'instrument n'est pas étanche, veuillez ne pas vaporiser directement de l'eau dessus)
- (3) Tenez les barres d'induction métalliques des deux côtés (formant une boucle avec le corps humain pour réaliser l'importation et l'exportation réelles)
- (4) Soulevez la tête de l'instrument sur le visage ou le cou de bas en haut

2. Utilisation des méthodes du mode d'allaitement EMS

- * Ce mode peut stimuler et détendre efficacement la peau et aider les produits de soin de la peau à humidifier la peau en profondeur ; l'anneau de fixation du coton peut être retiré. (Il y a une légère sensation de courant)
- * Combiné à la lumière rouge, il peut pénétrer efficacement dans la peau profonde, revitaliser le collagène, éliminer l'obscurité et réduire les ridules et les rides.
- (1) Maintenez le bouton de fonction enfoncé pendant environ 1 seconde pour démarrer et appuyez à nouveau sur le bouton de fonction pour entrer dans le mode « EMS » (accompagné d'une lumière rouge)
- (2) Appliquez le toner ou la lotion pour une utilisation quotidienne sur la peau de manière uniforme
- (3) Tenez les barres d'induction métalliques des deux côtés (formant une boucle avec le corps humain pour réaliser l'importation et l'exportation d'ions réels
- (4) Soulevez la tête de l'instrument sur le visage ou le cou de bas en haut

3. Utilisation des méthodes du mode d'importation chaude

- * Ce mode peut réveiller et détendre doucement la peau et aider la peau à retrouver son éclat et sa créativité.
- * Associé à la lumière bleue, il peut faciliter la synthèse du collagène, rajeunir la peau, resserrer la peau affaissée, affiner les pores de la peau et des améliorations évidentes peuvent être observées sur la peau grasse, la peau sensible et la peau acnéique.
- (1) Maintenez le bouton de fonction enfoncé pendant environ 1 seconde pour démarrer et appuyez deux fois sur le bouton pour entrer dans le mode « HOT » accompagné d'une lumière bleue)
- (2) Appliquez le masque sur le visage ou le cou
- (3) Tenez les barres d'induction métalliques des deux côtés les côtés forment une boucle avec le corps humain pour réaliser la réal ion import et export)
- (4) Soulevez la tête de l'instrument sur le visage ou le cou de bas en haut


Utilisation recommandée (figures latérales)

1. Soulevez du menton à la joue
2. Soulevez de la joue au canthus externe
3. Soulevez du cou au menton
4. Soulevez du menton au maxillaire


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Avant d'effectuer toute maintenance sur l'appareil, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs et abrasifs, de tampons à récurer ou de laine d'acier, qui pourraient endommager l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil électrique dans l'eau ou tout autre liquide.



Parts Description / Description Des Pièces / Onderdelenbeschrijving/ Teilebeschreibung / Descrizione Delle Parti / Descripción De Las Piezas / Descrição Dos Componentes / Parça Tanımları



TR Kullanım Kılavuzu

GÜVENLİK

KULLANIM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ TALİMATLARI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINI!

- Güvenlik talimatlarının dikkate alınmaması durumunda, üretici hasardan sorumlu tutulamaz.
- Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı asla kablosundan çekerek hareket ettirmeyin ve kablounun dolışmayaçağından emin olun.
- Cihaz sabit, düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Kullanıcı, beslemeye bağlıyken cihazı başıboş bırakmamalıdır.
- Bu cihaz yalnızca evde ve yalnızca üretildiği amaç için kullanılmalıdır.
- Elektrik çarpmasına karşı kendinizi korumak için kabloyu, fişi veya cihazı suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Cihaz sadece topraklı bir prize bağlanmalıdır. Fişi prize takmadan önce cihazın üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajına uygun olduğundan emin olun.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ: Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuasal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından ancak gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili tehlikeleri ve talimatları anlamaları halinde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Temizlik ve bakım, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

GENEL BİLGİ: EMS, elektromanyetik ses dönüşümü ve elektriksel kas stimülasyonunun kısaltmasıdır. Yüzünüzdeki kasları güçlendiren ve kasın yapısını artıran manyetik bir ses patlamasıdır. Radyofrekans bir ısı yöntemidir. Cildin en bilinen tabakasının uzamasını sağlayan kolajen ve lifleri uyarakak cilde sıkılık kazandırır. Isının dağılımıyla kolajen lifleri kasılmaya ve yenilenmeye başlar, cildin sıkılaşmasını ve uzamasını artırır. **UYARI: EMS cihazları haftada en fazla 3 kez ve 48 saat aralıklarla kullanılmalıdır.**

CİHAZ GÜVENLİĞİ:

- Bu elektronik aleti, şarj adaptörünü veya USB kablosunu suya daldırmayınız, akan suda yıkamayınız.
- Ürünü akan suyun civarında veya içinde su bulunan yerlerin yakınında kullanmayınız, şarj etmeyiniz. Banyo gibi rutubetli yerlerde ürünü muhafaza etmeyiniz.
- Bu elektronik aleti şarj esnasında suya düşürürseniz, asla dokunmayınız. Şarj adaptörünü prizden veya USB kablosunu girişinden derhal çekiniz. Tekrar çalıştırmadan önce tüm bileşenlerin kurduğundan emin olunuz.
- Bu elektronik aleti şarj ederken USB girişine, adaptöre veya prize ıslak elle dokunmayınız.
- Bu ürünün LED (ışık yayan diyot) özelliği bulunmaktadır. Işık kaynağına direkt olarak çıplak gözle asla bakmayınız ya da cihazı gözlerinize tutmayınız.
- Bu elektronik aleti mutfak ocağı yakınında veya araba gibi sıcak ve tozlu yerlerden kullanmayınız, şarj etmeyiniz ve saklamayınız. Bu durum, ürünün bozulmasına veya ömrünün kısalmasına sebep olabilir.

Bu cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın.

- Herhangi bir cilt tedavisi görüyorsanız veya bir cilt rahatsızlığınız varsa.
- Aşırı bronzlaşmış bir cildiniz varsa.
- Cildinizin kırmızı-mor renkte görünmesine sebep olan deri altı kanamaları varsa.
- Yoğun iltihaplı, açık yara şeklinde veya kaşıntılı, kırmızı ya da döküntülü sivilceleriniz varsa.
- Işık alerjiniz varsa veya ışık alerjisine sebep olabilecek bir ilaç (tetrasiklin gibi) kullanıyorsanız.
- Metal alerjiniz varsa.
- Cilt yaranız varsa.
- Kaşıntılı, kuru, döküntülü ve tahriş olmuş bir cildiniz varsa.
- 18 yaşından küçükseniz.
- Radyoterapi veya kemoterapi tedavisi alıyorsanız.
- Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp pili kullanıyorsanız.
- Tiroid hastasıysanız veya epilepsiniz varsa.
- Kan dolaşım bozukluğunuz veya şeker hastalığınız varsa, veremseniz, lupus hastasıysanız, vücudunuzda tümör varsa, yüzünüzde şiddetli ağrılara sebep olan sinirsel bir hastalığınız (yüz nevraljisi) varsa ya da genetik kaynaklı ışığa karşı aşırı duyarlılığa yol açan bir rahatsızlığınız (porfiri) varsa.
- Yüzde kemik kırılması veya kemik erimesi durumunuz varsa.
- Bir hormon ilacı kullanıyorsanız.
- Hamileyseniz, emziriyorsanız veya regl dönemindeyseniz.
- Eğer önceden cildinize Botoks, dolgu gibi bir cilt tedavisi uygulandıysa, plastik cerrahi geçirdiyseniz veya emin olmadığınız bir durum varsa bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
- Bu ürünün göz, kulak, dudak, ağız içi ve özel bölgelerinizde kullanmayınız.

UYARI: Aşağıdaki durumlar olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara sebep olabilir, bu sebeple çok dikkatli olmanızı gerektirir.

- Ürünü göz çevrenizde veya yakınında kullanmayınız.
- Aynı ürünü bir başkasıyla paylaşmayınız.
- Isıyı doğru şekilde algılayamıyorsanız bu ürünü kullanmayınız. Şeker hastalığı gibi rahatsızlıklar, vücudun ısı algılama sistemini bozabilir. Engelli veya hasta kişiler çok sıcak hissettiklerinde bunu ifade edemeyebilirler. Bu sebeple bu kişilerde ürünü kullanmayınız.
- Cihaz sıcaklık koruma sistemine sahiptir ancak yine de masaj yaparken cihazınızı yüzünüzün aynı yerinde uzun süre (3 dakikadan fazla) tutmayınız, yanmaya sebep olabilir.
- Önerilen kullanım sıklığı kişinin cilt tipine veya durumuna göre değişebilir. Cilt durumunuza göre kullanım sıklığınızı ayarlayınız.
- Ürünü kullanırken veya kullanım sonrası bir rahatsızlık hissederseniz, kullanımı derhal durdurunuz ve bir doktora danışınız.

PARÇA AÇIKLAMASI

- Mavi, kırmızı, yeşil ışık
- Hassas kafaya basın
- Hız göstergesi
- AÇIK/kapalı, mod seçme düğmesi
- Şarj kablosu
- Şarj girişi
- Koruma kapağı

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ve aksesuarlarını kutudan çıkarın. Cihazdaki etiketleri, koruyucu folyoyu veya plastiği çıkarın.
- Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce çıkarılabilir tüm parçalarını nemli bir bezle silin. Asla aşındırıcı ürünler kullanmayın.
- İlk kullanım öncesi, cihazı en az 2 saat şarj ediniz.
- Cihazı şarj etmek için kutudaki USB kablosunu DC 5V voltajından daha yüksek veya 1,5A'lık akım çıkışına sahip bir adaptöre (veya harici bataryaya) takınız. (Uygun olmayan bir adaptör kullanılması cihazın arızalanmasına neden olabilir.)
- USB kablosuna bağladığınızda, şarj durumunu cihazdaki şarj gösterge ışığından anlayabilirsiniz.

CİHAZ KULLANIMI

- Lütfen ilk kullanımdan önce tam şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 2,5 saattir.
- 1.Temizlik Yöntemleri ve dışı aktarma modunu kullanma
 - * Bu mod gözeneklerdeki kiri etkili bir şekilde temizleyebilir ve cildi yarı saydam hale getirebilir; lütfen çok kalın pamuklu pedler kullanmamaya dikkat edin.
- * Areen liht ile birleştiginde, hücrelerin oksijen kullanımının alternatif işlevini iyileştirebilir, cilt mikrosirkülasyonunu kolaylaştırabilir, lenf dolaşımını hızlandırabilir ve ödemi azaltabilir ve cildi stabil bir duruma getirebilir. (1) "TEMİZLE" moduna girmek için düğmeyi yaklaşık 1 saniye basılı tutun (yeşil ışıkla birlikte)
- (2) Makyaj temizleyiciyi veya diğer temizleme losyonlarını cilde eşit şekilde uygulayın (cihaz gövdesi su geçirmez değildir, lütfen üzerine doğrudan su püskürtmeyin)
- (3) Metal indüksiyon çubuklarını iki taraftan tutun (gerçek ithalat ve ihracatı gerçekleştirmek için insan vücuduyla bir halka oluşturun)
- (4) Alet başlığını yüz veya boyundan aşağıdan yukarıya kaldırın

- EMS hemşirelik modunun Yöntemlerini Kullanma
 - * Bu mod cildi nazıkçe uyandırabilir ve rahatlatabilir ve cilt bakım ürünlerinin derin cildi nemlendirmesine yardımcı olabilir; pamuklu ped sabitleme halkası çıkarılabilir. (Hafif bir akım hissi vardır)
 - * Kırmızı ışıkla birleştirildiğinde, derin cilde etkili bir şekilde nüfuz edebilir, kolajeni canlandırabilir, koyuluğu giderebilir ve ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltabilir. (1) Başlatmak için yaklaşık 1 saniye boyunca fonksiyon düğmesini basılı tutun ve "EMS" moduna girmek için fonksiyon düğmesine tekrar basın (kırmızı ışıkla birlikte)
 - (2) Günlük kullanımı için toneri veya losyonu cilde eşit şekilde uygulayın
 - (3) Metal indüksiyon çubuklarını iki taraftan tutun (gerçek iyon ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek için insan vücuduyla bir halka oluşturun
 - (4) Alet başlığını yüz veya boyundan aşağıdan yukarıya kaldırın

- Sıcak ithalat modunun Yöntemlerini Kullanma
 - * Bu mod cildi nazıkçe uyandırabilir ve rahatlatabilir ve cildin parlaklığını ve yaratıcılığını geri kazanmasına yardımcı olabilir.
 - * Mavi ışıkla birleştirildiğinde, kolajen sentezini kolaylaştırabilir, cildi gençleştirir, sarıkı cildi sıkılaştırır, cilt gözeneklerini arındırır ve yağlı ciltte, hassas ciltte ve akneli ciltte belirgin iyileşmeler görülebilir.
 - (1) Başlatmak için fonksiyon düğmesini yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutun ve "SICAK" moduna girmek için düğmeye iki kez basın (mavi ışıkla birlikte)
 - (2) Maskeyi yüze veya boyuna uygulayın
 - (3) Metal indüksiyon çubuklarını tutun iki taraf insan vücuduyla bir halka oluşturur ve reaksiyonu gerçekleştirir (ithalat ve ihracat)
 - (4) Alet başlığını yüz veya boyundan aşağıdan yukarıya doğru kaldırın


Önerilen kullanım (Yan figürler)

- Çeneden yanağa kaldırın
- Yanaktan dış kantusa kaldırın
- Boyundan çeneye kaldırın
- Çeneden maksillaya kaldırın

TEMİZLİK VE BAKIM

UYARI: Ünite üzerinde herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce cihazın kapalı olduğundan ve fişinin çekildiğinden emin olun.

- Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Asla sert ve aşındırıcı kullanmayın cihazı zarar verebilecek temizleyiciler, ovma süngeri veya çelik yünü.
- Elektrikli cihazı asla suya veya başka bir sıvıya batırmayın.



Bu ürün, AEEE yönergelerine uygun geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu ürünü sınıflandırılmamış atık olarak atmayın. Lütfen geri dönüşüm toplama noktası için yerel belediyenize başvurun.

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN ANWEISUNGEN ZUR BENUTZERSICHERHEIT SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF!

- Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden.
- Wenn das Netzkaabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen und achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verheddert.
- Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Der Benutzer darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur in privaten Haushalten und nur für den Zweck verwendet werden, für den es bestimmt ist.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

KINDERSICHERHEIT: Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder die Gefahren und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und stehen unter Aufsicht.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN: EMS ist die Abkürzung für elektromagnetische Schalltransduktion und elektriske Muskelstimulation. Es handelt sich um einen magnetischen Schallstoß, der die Muskeln in Ihrem Gesicht stärkt und die Muskelstruktur erhöht. Radiofrequenz ist eine Wärmemethode. Es verleiht der Haut Festigkeit, indem es Kollagen und Fasern stimuliert, die die Dehnung der häufigsten Hautschicht ermöglichen. Durch die Wärmeverteilung beginnen sich die Kollagenfasern zusammenzuziehen und zu erneuern, wodurch die Haut gestrafft und gedehnt wird.

WARNUNG: EMS-Geräte sollten nicht öfter als dreimal pro Woche und im Abstand von 48 Stunden verwendet werden.

GERÄTESICHERHEIT:

- Tauchen Sie dieses elektronische Gerät, den Ladeadapter oder das USB-Kabel nicht in Wasser und waschen Sie es nicht unter fließendem Wasser.
- Benutzen oder laden Sie das Produkt nicht in der Nähe von fließendem Wasser oder Orten, die Wasser enthalten. Lagern Sie das Produkt nicht an feuchten Orten wie Badezimmer.
- Wenn Sie dieses elektronische Gerät während des Ladevorgangs ins Wasser fallen lassen, berühren Sie es niemals. Ziehen Sie sofort den Ladeadapter oder das USB-Kabel aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten trocken sind, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- Berühren Sie den USB-Anschluss, den Adapter oder die Buchse nicht mit nassen Händen, während Sie dieses elektronische Gerät aufladen.
- Dieses Produkt verfügt über eine LED-Funktion (Licht emittierende Diode). Schauen Sie niemals mit bloßem Auge direkt in die Lichtquelle und halten Sie das Gerät nicht in die Augen.
- Verwenden, laden oder lagern Sie dieses elektronische Gerät nicht in der Nähe eines Küchenherds oder an heißen und staubigen Orten wie einem Auto. Dies kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen oder seine Lebensdauer verkürzen.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht in den folgenden Fällen.

- Wenn Sie sich einer Hautbehandlung unterziehen oder an einer Hauterkrankung leiden.
- Wenn Sie extrem gebräunte Haut haben.
- Wenn Sie Blutungen unter der Haut haben, die dazu führen, dass Ihre Haut rot oder violett erscheint.
- Wenn Sie stark entzündete, offene Wunden oder juckende, rote oder

ausschlagartige Akne haben.

- Wenn Sie an einer Lichtallergie leiden oder ein Medikament einnehmen, das eine Lichtallergie auslösen kann (z. B. Tetracyclin).
- Wenn Sie an einer Metallallergie leiden.
- Wenn Sie eine Hautwunde haben.
- Wenn Sie juckende, trockene, gerötete und gereizte Haut haben.
- Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind.
- Wenn Sie eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten.
- Wenn Sie an einer schweren Herzerkrankung leiden oder einen Herzschrittmacher tragen.
- Wenn Sie an einer Schilddrüsenkrankung oder Epilepsie leiden.
- Wenn Sie an einer Durchblutungsstörung oder Diabetes, Tuberkulose, Lupus, einem Tumor in Ihrem Körper, einer neurologischen Erkrankung, die starke Schmerzen im Gesicht verursacht (Gesichtsneuralgie), oder einer genetischen Störung, die eine Überempfindlichkeit gegenüber Licht verursacht (Porphyrie), leiden.
- Wenn Sie einen Knochenbruch oder Osteoporose im Gesicht haben.
- Wenn Sie ein Hormonmedikament einnehmen.
- Wenn Sie schwanger sind, stillen oder Ihre Menstruation haben.
- Wenn Sie sich zuvor einer Hautbehandlung wie Botox oder Fillern unterzogen haben, wenn Sie sich einer plastischen Operation unterzogen haben oder wenn Sie sich über irgendetwas unsicher sind, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Ihren Augen, Ohren, Lippen, im Mund oder im privaten Bereich.

WARNUNG: Die folgenden Situationen können zu Verletzungen und schweren Sachschäden führen. Sie müssen daher sehr vorsichtig sein.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe Ihrer Augen.
- Teilen Sie dasselbe Produkt nicht mit jemand anderem.
- Wenn Sie die Temperatur nicht richtig messen können, verwenden Sie dieses Produkt nicht. Erkrankungen wie Diabetes können das Temperaturerfassungssystem des Körpers stören. Behinderte oder kranke Menschen können sich möglicherweise nicht ausdrücken, wenn ihnen zu heiß ist. Wenden Sie das Produkt daher nicht bei diesen Personen an.
- Das Gerät verfügt über ein Temperaturschutzsystem. Halten Sie das Gerät beim Massieren jedoch nicht für längere Zeit (länger als 3 Minuten) auf derselben Gesichtspartie, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Die empfohlene Anwendungshäufigkeit kann je nach Hauttyp oder -zustand der Person variieren. Passen Sie die Häufigkeit der Anwendung an Ihren Hautzustand an.
- Wenn Sie während oder nach der Verwendung des Produkts Beschwerden verspüren, brechen Sie die Verwendung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.

TEILBESCHREIBUNG

- Blaues, rotes, grünes Licht
- Druckempfindlicher Kopf
- Geschwindigkeitsanzeige
- An/Aus, Modusauswahltaste
- Ladekabel
- Ladeeingang
- Schutzkappe

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Nehmen Sie das Gerät und sein Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Etiketten, Schutzfolien oder Plastikfolien vom Gerät.
- Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, wischen Sie alle abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals scheuernde Produkte.
- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang auf.
- Um das Gerät aufzuladen, stecken Sie das USB-Kabel in der Box in einen Adapter (oder einen externen Akku) mit einer Stromabgabe von mehr als 5 V Gleichstrom oder 1,5 A. (Die Verwendung eines ungeeigneten Adapters kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.)
- Wenn Sie es an das USB-Kabel anschließen, können Sie den Ladestatus anhand der Ladekontrollleuchte am Gerät erkennen.

ZU VERWENDEN

- Reinigungsmethoden und Exportmodus verwenden
 - * Dieser Modus kann Schmutz in den Poren effektiv entfernen und die Haut durchscheinend machen. Achten Sie darauf, keine zu dicken Wattepads zu verwenden.
 - * In Kombination mit Areen Liht kann es die alternative Funktion der Sauerstoffnutzung der Zellen verbessern, die Mikrozirkulation der Haut erleichtern, die Lymphzirkulation beschleunigen und Ödeme reduzieren sowie die Haut beruhigen und in einen stabilen Zustand versetzen.
 - (1) Halten Sie die Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um in den „CLEAN“-Modus zu wechseln (begleitet von grünem Licht).
 - (2) Tragen Sie Make-up-Entferner oder andere Reinigungsotionen gleichmäßig auf die Haut auf (das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte sprühen Sie kein Wasser direkt darauf).
 - (3) Halten Sie die Metallinduktionsstäbe an beiden Seiten (bilden Sie mit dem menschlichen Körper eine Schleife, um den tatsächlichen Import und Export zu ermöglichen).
 - (4) Heben Sie den Kopf des Geräts von unten nach oben auf Gesicht oder Hals.

2. Verwenden der Methoden des EMS-Pflegemodus

- * Dieser Modus kann die Haut effektiv stimulieren und entspannen und

Hautpflegeprodukten dabei helfen, die tiefe Haut zu befeuchten; der Befestigungsring des Wattepads kann entfernt werden. (Es ist ein leichtes Stromgefühl zu spüren.)

- * In Kombination mit rotem Licht kann es effektiv in die tiefe Haut eindringen, Kollagen revitalisieren, dunkle Flecken entfernen und feine Linien und Fältchen reduzieren. (1) Halten Sie die Funktionstaste etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um zu starten, und drücken Sie die Funktionstaste erneut, um in den „EMS“-Modus zu wechseln (begleitet von rotem Licht).
- (2) Tragen Sie Toner oder Lotion für den täglichen Gebrauch gleichmäßig auf die Haut auf.
- (3) Halten Sie die Metallinduktionsstäbe an beiden Seiten (bilden Sie mit dem menschlichen Körper eine Schleife, um den tatsächlichen Ionenimport und -export zu realisieren.
- (4) Heben Sie den Instrumentenkopf auf Gesicht oder Hals von unten nach oben.

3. Verwenden der Methoden des Warmimportmodus

* Dieser Modus kann die Haut sanft wecken und entspannen und ihr helfen, Glanz und Kreativität wiederzuerlangen.

* In Kombination mit blauem Licht kann es die Kollagensynthese erleichtern, die Haut verjüngen, schlaffe Haut straffen, Hautporen verfeinern und deutliche Verbesserungen bei fettiger Haut, empfindlicher Haut und Aknehaut sind sichtbar.

- Halten Sie die Funktionstaste etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um zu starten, und drücken Sie die Taste zweimal, um in den „HOT“-Modus zu wechseln (begleitet von blauem Licht).
- Tragen Sie eine Maske auf Gesicht oder Hals auf.
- Halten Sie die Metallinduktion Die Stangen an beiden Seiten bilden eine Schleife mit dem menschlichen Körper, um den Grund zu erkennen! Ion Import und Export)
- Heben Sie den Instrumentenkopf auf dem Gesicht oder Hals von unten nach oben an

Empfohlene Verwendung (Seitenansichten)

- Anheben vom Kinn zur Wange
- Anheben von der Wange zum äußeren Augenwinkel
- Anheben vom Hals zum Kinn
- Anheben vom Kinn zum Oberkiefer

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG: Bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Mittel
- Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle, die das Gerät beschädigen könnten.
- Tauchen Sie das Elektrogerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



Dieses Produkt enthält recycelbare Materialien, die den WEEE-Richtlinien entsprechen. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Abfall. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, um eine Recycling-Sammelstelle zu erhalten.